

# VAKUM ATEL SETİ KNT-7M

## VAKUM SEDYESİ KNT-7D2

### ŞİŞME ATEL SETİ KNT-SA

- Vakum Atel Seti tamamen X ışınları geçirgendir. Alkol, sabunlu su ve sıvı dezenfektanlarla kolayca temizlenebilir, dezenfekte edilebilir. Sürtünmeye ve yırtılmaya mukavemetli özel PVC materyali maksimum kullanım sağlar. Vakum pompası ve taşıma çantası ile birlikte üçlü set halinde sunulur.



**Model**  
KNT-7M

**Model**  
Büyük Boy/Large Size  
Orta Boy/Large Size  
Küçük Boy/Small Size

**Ürün Boyutu/Product Size**  
108x67 cm (37cm)  
74x61cm (47 cm)  
54x33 cm



- Travmalı yaralanmalarda immobilizasyon ve güvenli yaralı transferinin vazgeçilmez ürünüdür. Yumuşak haldeki sedye vakumlandığında yaralıyı sararak sertleşir ve yaralı tamamen immobilize edilir. Vakum Sedyesi tamamen X ışınları geçirgendir. Alkol, sabunlu su ve sıvı dezenfektanlarla kolayca temizlenebilir. Sürtünmeye ve yırtılmaya mukavemetli özel PVC materyali maksimum kullanım sağlar. 8 adet plastik taşıma kolu, 3 adet yaralı tespit kemeri. Çift yönlü vakum pompası ile birlikte sunulur.

| Model   | Ürün Boyutu /Product Size | Paket Boyutu /Packing size | Taşıma Kapasitesi /Load Capacity | Ağırlık /Weight | Paket Ağırlığı /Packing Weight |
|---------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| KNT-7D2 | 200x88cm                  | 78x39x36 cm                | 150Kg                            | 10 Kg           | 11 Kg                          |

- Alt ve üst ekstremitte kırıklarının hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde immobilize eder. Kanamaların durdurulmasına yardım eder. -25/+45 derece arasında çalışabilen özel PVC materyal, geri hava çıkışı önleyen supaplar. Fermuarla kapanış. X ışınlarını geçirgen, 6 parçalı set: ayak bileği, ayak bileği ve uzun bacak, kısa bacak, uzun bacak, el bileği ve kısa ön kol, el bileği ve uzun kol. Şişirme pompası ve özel taşıma çantası ile birlikte sunulur.



Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : [www.kontmedikal.com.tr](http://www.kontmedikal.com.tr)

kont x medikal