

PLASTİK SEPET SEDYE KNT-6A FARAŞ(KAŞIK) SEDYE KNT-4A

- Travmalı yaralıyı yerinden oynatmadan sedye üzerine transfer etmek için kullanılır.



- ABS Polimerden üretilen bir dış kabuk ve ona sabitlenmiş tek parçadan oluşan alüminyum çerçeveden oluşur.

Model	Ürün Boyutu /Product Size	Paket Boyutu /Packing size	Taşıma Kapasitesi /Load Capacity	Ağırlık /Weight	Paket Ağırlığı /Packing Weight
KNT-6A	216x61x17cm	225x68x20 cm	300Kg	15 Kg	17.2 Kg

- Travmalı yaralıyı yerinden oynatmadan sedye üzerine transfer etmek için kullanılır. Ortadan ikiye ayrılarak yaralının altına sürülür ve kilitlenir. Eloksallı alaşım alüminyum şasi, otomatik kilitlenen kilit mekanizması, 2 adet yaralı kemeri, ayarlanabilir uzunluk.



Model	Ürün Boyutu /Product Size	Katlanmış Boyutu /Folded Size	Paket Boyutu /Packing size (2pcs)	Taşıma Kapasitesi /Load Capacity	Ağırlık /Weight	Paket Ağırlığı /Packing Weight
KNT-4A/B	210x44x6 cm	120x44x9 cm	170x46x8 cm	155 Kg	8.5 Kg	10.2 Kg
KNT -4C	184x44x6 cm		188x46x8 cm		9.2 Kg	11 Kg

Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : www.kontmedikal.com.tr