

## OMURGA TAHTASI KNT 1A-6A CPR BOARD KNT 1A-6H

- Kolay temizlenen su geçirmeyen özel ABS plastik malzeme darbelere ve yanmaya karşı mukavemet sağlarken yüksek yoğunluktaki PU dolgusu sayesinde suda yüzebilir. Her iki yanda 6'şar adet ve her iki uçta 2'şer adet olmak üzere toplam 16 adet el tutma boşluğu ile her iki yanda toplam 10 adet emniyet kemeri boşluğu bulunmaktadır. X ışınları geçirgen yapıdadır.



- Firmamız Omurga Tahtalarında mevcut olan tespit kemerlerinin üretimini yapmaktadır.

Model	Ürün Boyutu /Product Size	Paket Boyutu /Packing size	Taşıma Kapasitesi /Load Capacity	Ağırlık /Weight	Paket Ağırlığı /Packing Weight
KNT 1A-6A For Adult	183x45x5 cm	185x47x7 cm	155 Kg	7.5 Kg	7.6 Kg
KNT 1A-6Ac For Child	120x42x5 cm	122x44x7 cm	120 Kg	6.5 Kg	6.6 Kg

- Kolay temizlenen su geçirmeyen özel ABS plastik malzeme darbelere ve yanmaya karşı mukavemet sağlarken yüksek yoğunluktaki PU dolgusu sayesinde suda yüzebilir X ışınları geçirgen yapıdadır.



Model	Ürün Boyutu /Product Size	Paket Boyutu /Packing size	Ağırlık /Weight	Paket Ağırlığı /Packing Weight
KNT 1A-6H	60.5x41x5 cm	61.5x45x60cm	1.3 Kg	14.6 Kg

Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : [www.kontmedikal.com.tr](http://www.kontmedikal.com.tr)