

POLE SEDYE KNT 4-1F1 POLE SEDYE KNT 2 1B3

- Hafif alařım alüminyum řasi, alevlenmeye, sürtünmeye ve yırtılmaya mukavemetli 1100 denier polyester / PVC taşıma yatađı, 2 adet emniyet tipi yaralı tespit kemeri. Enden ve Boydan dörde katlanır.



Model	Ürün Boyutu /Product Size	Katlanmış Boyutu /Folded Size	Paket Boyutu /Packing size (2pcs)	Taşıma Kapasitesi /Load Capacity	Ağırlık /Weight	Paket Ağırlığı /Packing Weight
KNT-1F1	208x55x13 cm	104x17x9 cm	108x18.5x18 cm	155 Kg	4.7 Kg	11 Kg

- Hafif alařım alüminyum řasi, alevlenmeye, sürtünmeye ve yırtılmaya mukavemetli 1100 denier Polyester / PVC taşıma yatađı, 2 adet emniyet tipi yaralı tespit kemeri. Boydan ikiye katlanabilir.



Firmamız Pole Sedyelerde mevcut olan brandaların ve tespit kemerlerinin üretimini yapmaktadır.

Model	Ürün Boyutu /Product Size	Katlanmış Boyutu /Folded Size	Paket Boyutu /Packing size (2pcs)	Taşıma Kapasitesi /Load Capacity	Ağırlık /Weight	Paket Ağırlığı /Packing Weight
KNT2-1B3	185x50x3 cm	92.5x50x10 cm	96x54x20 cm	155 Kg	6.5 Kg	14 Kg

Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : www.kontmedikal.com.tr