

# ACİL MÜDAHALE SIRT ÇANTASI

## KNT01-112



- Çanta; ambulans, hastane, evde bakım, mavi kod ve acil müdahaleyi gerektiren durumlar için tasarlanmıştır.
- Çanta suya dayanıklı uzun ömürlü polyester 640 branda kumaştan üretilmiştir.
- Çanta elde, omuzda ve sırtta taşımaya uygundur.

- Çantanın etrafı plastik darbe emici malzemelerle desteklenmiştir. İsteğe bağlı olarak iç kasalı (ACL112KA Model) ya da kasasız üretimimiz mevcuttur.
- Çantanın ön ve yanlarında reflektör bant ve muhtelif ebatlarda cepler bulunmaktadır. Bu ceplerin içi kullanıcının isteğine bağlı olarak dizayn edilmektedir.



- Çanta içinde yine belirli ebatlarda şeffaf, kapaklı, fermuarlı, 4 adet çanta bulunmaktadır.
- **İsteğe bağlı** olarak çanta içlerine 12 gözlü 10.18 mm çaplı veya 10 gözlü 10.78 mm çaplı silikon ampul tutma aparatları ilave edilebilir.

- Çanta ebatları 550\*400\*200 mm ölçülerindedir.
- Çanta omuz kemeri yumuşak ve sağlam malzemeden imal edilmiş olup orta hat noktasında ve bel hizasında ayarlanabilir bağlantı kemeri bulunmaktadır. Ayrıca bel bölgesinde yumuşak malzemeden mamul 180\*180 mm ebatlarında bir yastık mevcuttur.



### ÖZELLİKLER

Model	Ebatlar	Kumaş Cinsi	Renk
KNT01-112	550*400*200 mm	Polyester 640 Branda	Turuncu
KNT02-112	550*400*200 mm	Polyester 640 Branda	Kırmızı
KNT01-112K	550*400*200 mm	Polyester 640 Branda	Turuncu Kasalı

Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : [www.kontmedikal.com.tr](http://www.kontmedikal.com.tr)